


# Instruções para enviar a base de dados através do PC


Depois de exportar a base de dados para um ficheiro (ver tutorial anterior), para passar esse ficheiro para o PC deverá seguir os seguintes passos:

1) Ligar o telemóvel ao PC através de um cabo micro-usb. Ao fazê-lo surgirá um ecrã com o nome “Ligação USB do computador”. Escolha a opção “Dispositivo multimédia”. É **IMPORTANTE** que escolha esta opção visto que qualquer outra opção mostrará apenas o cartão de memória e não o armazenamento interno, que é onde se encontra o ficheiro pretendido.


2) De imediato deverá aparecer uma janela no PC. Deverá entrar na pasta “Memória interna”




3) Localize a pasta “MyDiabetes” e entre.



- 4) Entre na pasta “backup” e conseguirá ver o ficheiro “DB\_Diabetes”.
- 5) Copie esse ficheiro para o PC, por exemplo para o “Ambiente de trabalho”.
- 6) Entre na sua conta de e-mail, e escreva uma nova mensagem para “[mydiabetes@dcc.fc.up.pt](mailto:mydiabetes@dcc.fc.up.pt)”. Não se esqueça de anexar o ficheiro “DB\_Diabetes” anteriormente copiado para o PC.





Nota: Ao enviar a base de dados, não se esqueça de especificar o seu identificador (por exemplo: user99)